

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Sensor Ballonkateter med temperatursensor, steril

Rüsch Sensor 2-vejs ballonkateter med nelaton spids og temperatursensor.

Kateteret har temperaturmåler, der kan måle kroppens kernetemperatur. Det er lavet af 100% silikone, gennemsigtigt og forsynet med røntgenfast spids, samt røntgenstribe. Farvekode på ventil muliggør identifikation af kateterstørrelse.

I modsætning til latexkatetre, har silikone tyndere væg og større inderlumen, hvilket betyder at silikonekatetre normalt ikke stopper til så hurtigt, giver færre inkrustationer og længere tid mellem kateterskift.

Katetret leveres i en pakning indeholdende 1 stk. sprøjte med sterilt vand (10% glycerinopløsning), der kan åbnes sterilt. Er ikke MR kompatibelt.

- Måleområde: 25°C – 45°C
- Målenøjagtighed: +0,1 °C/-0,2 °C



Indholdsstoffer/materiale:	Silikone, saltvand (10% glycerinopløsning)
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra diverse lyskilder
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Sensor Ballonkateter med temperatursensor, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0652308	Rüsch Sensor	Ballonkateter med temperatursensor, 3ml, steril	Ch. 8	Æske a 5 stk.	179360-000080
0652320	Rüsch Sensor	Ballonkateter med temperatursensor, 5ml, steril	Ch. 10	Æske a 5 stk.	179360-000100
0652322	Rüsch Sensor	Ballonkateter med temperatursensor, 10ml, steril	Ch. 12	Æske a 5 stk.	179360-000120
0652324	Rüsch Sensor	Ballonkateter med temperatursensor, 10ml, steril	Ch. 14	Æske a 5 stk.	179360-000140
0652316	Rüsch Sensor	Ballonkateter med temperatursensor, 10ml, steril	Ch. 16	Æske a 5 stk.	179360-000160
0652318	Rüsch Sensor	Ballonkateter med temperatursensor, 10ml, steril	Ch. 18	Æske a 5 stk.	179360-000180

Tilhørende kabler

Varenr.	Navn	Beskrivelse	Ref. nr.	Passer til monitorne
0632352	HP round plug, 2 pole	Probe Interface 5 m kabel	TFX-81-1010HP-5F	Philips Intellie Vue, Sure Signs-VM Series, MP2, MP5, MP20, MP30, MP40, MP50, MP60, MP90
	HP round plug, 2 pole	Probe Interface 5 m kabel	TFX-81-CG3000-5M	CoolGard CG3000
	Siemens round plug, 7 pole	Probe Interface 5 m kabel	TFX-81-1010SM-5M	Hewlett-Packard Viridia 24C, Dräger (Siemens) Infinity Delta XL, SC7000, SC8000, SC9000
		Probe Interface 5 m kabel	TFX-81-101400-5M	Datex, Cardiocap, GE Hellige SMK, GE Eagle Dash, GE Solar 8000 M, Nihon Kohden Life Scope