

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Dufour, steril

Softsimplastic 2-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribe langs kateterskaftet.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

2 forskudte øjne.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, latex
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Ja
CE klassifikation:	Klasse IIa
Steril:	Ja – EO steriliseret
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic 2-vejs ballonkateter, Dufour, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0636530	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml PVC Dufour, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	662630-000180
0636532	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml PVC Dufour, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	662630-000200
0636534	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml PVC Dufour, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	662630-000220
0636536	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 30ml PVC Dufour, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	662630-000240
0636630	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 75ml PVC, Dufour, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	662675-000180
0636632	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 75ml PVC, Dufour, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	662675-000200
0636634	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 75ml PVC, Dufour, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	662675-000220
0636636	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 2-vejs, 42cm, 75ml PVC, Dufour, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	662675-000240