


PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter m. stilet 70cm, røntgenfast, ekstra glat, steril

Rüsch Ureterkateter m. stilet, 70cm til standardapplikation fås i str.ch. 3-8.

- PVC, extra blød
- Røntgenfast
- Ekstra glat
- Cm inddeling
- 2 markører til identifikation af højre/venstre side
- Vedlagt luerlock adapter
- Steril
- Engangsprodukt



Indholdsstoffer/materiale: PVC

PVC/ftalater: Ja/DEHP

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys. Må ikke opbevares på en måde, således at produktet deformeres eller pakningen beskadiges.

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter m. stilet 70cm, røntgenfast, ekstra glat, steril

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0653230	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, ekstra glat, steril, 1 øje, h/v	Ch. 3	Æske a 10 stk.	223600-000030
0653231	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, ekstra glat, steril, 1 øje, h/v	Ch. 5	Æske a 10 stk.	223600-000050
0653232	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, ekstra glat, steril, 1 øje, h/v	Ch. 6	Æske a 10 stk.	223600-000060
0653234	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, ekstra glat, steril, 1 øje, h/v	Ch. 8	Æske a 10 stk.	223600-000080