

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter m. stilet, 70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v

Rüsch Ureterkateter m. stilet, 70 cm til coaxial applikation fås i str ch. 3-8, steril

Ureterkateter med central åbning, 2 øjne og stilet, der har røntgen- og længdemarkering. Kateteret har henholdsvis rød og grøn markering til identifikation af højre/venstre side/nyre. Vedlagt en Luerlock adapter.



Kateteret er til engangsbrug og emballagen kan åbnes sterilt.

Indholdsstoffer/materiale:	PVC
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DEHP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys. Må ikke opbevares på en måde, således at produktet deformeres eller pakningen beskadiges.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Rüsch ureterkateter m. stilet, 70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0653235	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v Guidewire: 0,015"	Ch. 3	Æske a 10 stk.	223604-000030
0653241	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v Guidewire: 0,018"	Ch. 4	Æske a 10 stk.	223604-000040
0653242	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v Guidewire: 0,018"	Ch. 5	Æske a 10 stk.	223604-000050
0653243	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v Guidewire: 0,032"	Ch. 6	Æske a 10 stk.	223604-000060
0653244	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v Guidewire: 0,045"	Ch. 7	Æske a 10 stk.	223604-000070
0653245	Rüsch ureterkateter m. stilet	70cm, røntgenfast, central åbning, steril, 2 øjne, h/v Guidewire: 0,045"	Ch. 8	Æske a 10 stk.	223604-000080