


# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Integral ureterstent, lukket, steril

Rüsch Integral ureterstent der er cylindrisk lukket med grisehale. 12 og 15 cm er beregnet til simultan anvendelse hos børn, mens 28 cm er beregnet til simultan anvendelse hos voksne.

Ureterstenten er komplet røntgenfast og har centimetergraduering.

Er beregnet til engangsbrug.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Polyurethan
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt mellem 5-25 °C. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Integral ureterstent, lukket, steril

### Mediqs varesortiment:

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0672005	Rüsch Integral ureterstent	15 cm, lukket, steril	Ch. 3	Æske a 5 stk.	334231-3
0672020	Rüsch Integral ureterstent	28 cm, lukket, steril	Ch. 8	Æske a 5 stk.	334201-8