

# PRODUKTDATABLAD

## Fortune suprapubic silikonekateter, steril

Fortune suprapubisk ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone med integreret ballon, der ligger helt i niveau med selve katetret.

- Med røntgenstrib
- Central åbning
- Ballonen kan rumme 5/10ml
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Dybdemarkering på kateter
- Glat, rundt aksel minimerer traume under indføring og tilbagetrækning
- Emballagen kan åbnes sterilt



**Indholdsstoffer/materiale:** 100% Silikone

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Fortune suprapubic silikonekateter, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0680012	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	48900212
0680014	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	48900214
0680016	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	48900216
0680018	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	48900218
0680020	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	48900220
0680022	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	48900222
0680032	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 12	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292774
0680033	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 14	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292775
0680034	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 16	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292776
0680035	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 18	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292777