

# PRODUKTDATABLAD

## Fortune suprapubic silikonekateter, steril

Fortune suprapubisk ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone med integreret ballon, der ligger helt i niveau med selve katetret.

- Med røntgenstrib
- Central åbning
- Ballonen kan rumme 5/10ml
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Dybdemarkering på kateter
- Glat, rundt aksel minimerer traume under indføring og tilbagetrækning
- Emballagen kan åbnes sterilt



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	100% Silikone
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger
<b>Holdbarhed:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Fortune suprapubic silikonekateter, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0681112	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 12	Æske a 10 stk.	48900212
0681114	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk.	48900214
0681116	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk.	48900216
0681118	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	48900218
0681120	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	48900220
0681122	Fortune suprapubic	Silikone kateter, 5/10ml, 42cm, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	48900222
0680040	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 12	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292774
0680041	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 14	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292775
0680042	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 16	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292776
0680043	Fortune suprapubic	Silikonekateter med integreret ballon 5-10ml, 30 cm, open end	Ch. 18	Æske a 10 stk. – Krt. a 20 æsker	292777