

PRODUKTDATABLAD


Fortune ballonkateter 42 cm, silikone, steril

Fortune 100 % silikone ballonkateter

Fortune ballonkateter er fremstillet af 100 % silikone, som er et meget vævsvenligt og glat materiale. Silikone katetre har en høj drænage kapacitet pga. en større indvendig diameter/tyndere katetervæg.

Kateteret er gennemsigtigt for observation, og har to bløde sidehuller for effektiv drænage samt stor ballon. Er nem og sikker at indsætte og udtage.

- Med røntgenstribe og -spids
- Med almindelig spids
- Ballonen kan rumme 20/30ml væske
- Farvekodet i henhold til den europæiske standard
- Leveres med grøn kateterprop
- Emballagen kan åbnes sterilt



Indholdsstoffer/materiale: **Kateter:** 100% Silikone, **Ventil:** ABS og PP, **Kateterprop:** ABS-plast.

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå direkte sollys og store temperatursvingninger.

Holdbarhed: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: Røntgenstribe langs hele produktet (materiale: Barium sulfat)

PRODUKTDATABLAD

Fortune ballonkateter 42 cm, silikone, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0678127	Fortune	Ballonkateter, 42cm, 20/30ml, silikone, steril	Ch. 14	Æske a 10 stk. – krt a 20 æsker	1823-0514
0678128	Fortune	Ballonkateter, 42cm, 20/30ml, silikone, steril	Ch. 16	Æske a 10 stk. – krt a 20 æsker	1823-0516
0678129	Fortune	Ballonkateter, 42cm, 20/30ml, silikone, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk. – krt a 20 æsker	1823-0518