

# PRODUKTDATABLAD

## ProBP 2000 blodtryksmåler SureBP med voksen FlexiPort

ProBP 2000 blodtryksmåleren måler hurtigt, behageligt og automatisk blodtrykket ved blot et enkelt tryk på knappen.

SureBP teknologien giver mulighed for at indsamle blodtryks aflæsninger ved oppustning af manchetten i ca. 20 sekunder.

Blodtryksmåleren er kompatibel med en lang række Welch Allyn FlexiPort genanvendelige manchetter.

- **Udvendige mål:** 94 x 142 x 66 mm (B x L x H)
- **Vægt:** 283 g (uden batterier)
- **Strøm:** 4 AA alkaliske batterier
- **Metode:** Oscillometrisk
- **Måleområde:**
  - Nominelt manchettryk:** 0-299 mmHg
  - Systolisk måling af tryk:** 50-260 mmHg
  - Diastolisk måling af tryk:** 25-220 mmHg
  - Måling af puls:** 40-199 slag/minut
- **Målingsnøjagtighed:**
  - Tryk:**  $\pm 0,4$  kPa (3 mmHg)
  - Pulsværdi:**  $\pm 4\%$



Lever op til AAMI standarder for blodtrykspræcision.

**Garanti:** 1 år

**Indholdsstoffer/materiale:** -

**PVC/ftalater:** -

**Latex:** Nej

**Særlig mærkning:** -

**CE klassifikation:** Klasse IIa

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares tørt og væk fra direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** -

**Bortskaffelse af vare:** Bortskaffes i overensstemmelse med lokalt gældende regler

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## ProBP 2000 blodtryksmåler SureBP med voksen FlexiPort

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6050911	Welch Allyn	ProBP 2000 Blodtryksmåler SureBP med voksen FlexiPort	1 stk.	2000
6050912	Welch Allyn	ProBP 2000 Blodtryksmåler SureBP med voksen FlexiPort	1 stk.	2000-P

### Tilbehør

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6050135	Welch Allyn FlexiPort	Manchet barn uden slange	15-21 cm		REUSE-09
6050136	Welch Allyn FlexiPort	Manchet lår uden slange	40-55 cm		REUSE-13
6050137	Welch Allyn FlexiPort	Manchet voksen stor lang uden slange	32-43 cm		REUSE-12L
6050138	Welch Allyn FlexiPort	Manchet voksen lang uden slange	25-34 cm		REUSE-11L
6050139	Welch Allyn FlexiPort	Manchet voksen lille uden slange	20-26 cm		REUSE-10
6050500	Welch Allyn FlexiPort	Manchet voksen stor uden slangesæt	32-43 cm		REUSE-12
6050501	Welch Allyn FlexiPort	Manchet voksen uden slangesæt	25-34 cm		REUSE-11
6050913	Welch Allyn	Strømforsyning til ProBP 2000-P		1 stk.	107141