

PRODUKTDATABLAD

Omron Easy Cuff

Omron Easy Cuff manchete er beregnet til overarmen. Denne manchete kan reguleres omkredsen 22 – 42 cm.

- Måleområde
 - Tryk: 0-299 mmHg
 - Puls: 40-180 slag/min.
- Nøjagtighed
 - Tryk: ± 3 mmHg
 - Puls: $\pm 5\%$ af aflæsning på display



Kan tørres af med isopropylalkohol eller ethylalkohol.

Indholdsstoffer/materiale:	Nylon, polyester, urethan, PVC (i luftslange), messing- og nikkelforkroming, ABS
PVC/ftalater:	Ja/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Opbevares tørt ved stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	1 år
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Omron Easy Cuff

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6056008	Omron	Easy manchet medium/large	Armomkreds 22 - 42 cm	HEM-RML31-E