

# PRODUKTDATABLAD

## Welch Allyn, otoskopisæt

Welch Allyn PocketScope Otoskopisæt er småt, praktisk og nemt at bruge.

Produktet består af:

- Otoskop med håndtag 2,5 V med fiberlys nr. 22820
- 2 stk. AA-batterier
- 1 stk. Blødt etui



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Li-ion, polypropylen, NiCad, fløjl
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, væk fra direkte sollys og mellem -20°C og 49°C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	1 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Batterier og elektroniske instrumenter skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## Welch Allyn, otoskopisæt

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6162010	Welch Allyn Pocket	Otoskopisæt 2,5V med fiberlys, AA batterier og etui	Sæt a 1 stk.	22821