

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn Duraschock Blodtryksmåler m. flexiport

Welch Allyn Duraschock Bronze blodtryksmåler er modstandsdygtigt overfor stød, så den vedbliver med at give præcise blodtryksmålinger for livetid.

- Kan tåle op fald op til 76 cm og forblive i kalibrering.
- 5 års kalibreringsgaranti.
- Latex fri

Leveres med flexiport manchet til voksen, samt taske.

Denne blodtryksmåler kan anvendes sammen med flexiport manchetter, soft og EcoCuff En-Patients manchetter.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Welch Allyn Duraschock Blodtryksmåler m. flexiport

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6162096	Welch Allyn Duraschock	Blodtryksmåler Bronze Aneroid m. flexiport	Armomkreds 25-34 cm	DS-5401-189