

PRODUKTDATABLAD

Soehnle 8320 babyvægt, sammenklappelig, max 15 kg.

Soehnle babyvægt, let sammenklappelig, med indbyggede håndtag, så den nemt kan tages med på evt. sygebesøg. Vægten bruger et 8-punkts målesystem, som sikrer en præcis vægt måling.

- Bæreevne: 15 kg
- Strømforsyning: batteri – 2. stk. AAA (inkluderet)
- Dimensioner: 730 x 315 x 53 mm
- Egenvægt: 1,9 kg
- Funktioner: HOLD, TARA, Kg/lb, energibesparende auto sluk



Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

Særlig mærkning -

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Opbevaring: Opbevares ved temperaturer mellem -20 til +65 °C

Holdbarhed: -

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkning: -

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6103001	Soehnle	8320 babyvægt, sammenklappelig, max 15 kg.	740x315x53 mm	8320.01.001

2348-0031-02 / 09.03.2021