

# PRODUKTDATABLAD

Komplet urinprøvesæt: 1 rør m. label, 1 bæger, 1 vådserviet

## Komplet urinprøvesæt, steril

### Sættet indeholder:

- 1 spidsrør 110x17mm med label
- 1 bæger
- 1 vådserviet 0,9% NaCl
- Vejledning



**Indholdsstoffer/materiale:** Natriumklorid, polystyren, polyethylen

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I-S

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring uåbnet:** Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 3 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af indre emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bortskaffelse af ydre emballage:** Forbrænding/Genbrug

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

Komplet urinprøvesæt: 1 rør m. label, 1 bæger, 1 vådserviet

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0830007	Komplet Urinprøvesæt	1 spidsrør, 1 bæger, 1 vådserviet, vejledning	110 x 17 mm	Krt. a 50 sæt	IV1001