

# PRODUKTDATABLAD

## Kateterisationsæt, komplet, steril

### Indeholder:

- 1 underlag
- 1 patientafdækning
- 1 plastpakke
- 4 nitrilhandsker
- 1 pincet
- 5 vattamponer
- 4 non woven kompres
- 1 nyrebakke
- 10 ml sprøjte, tom
- 10 ml 10% glycerinopløsning
- 30 ml NaCl, 0,9% opløsning
- 11 ml katetergel
- 10 ml sterilt vand



**Indholdsstoffer/materiale:** diverse

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I-s

**Steril:** Nej

**Opbevaring:** Opbevares tørt samt væk fra direkte sollys

**Holdbarhed fra produktionsdato:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding/Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Ref. nr.
0804170	Kateterisationsæt	komplet, steril	SKT-084-3-1