

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch sprøjte med sterilt vand med 10% glycerinopløsning

### Rüsch sprøjte (SilFlate) med sterilt vand med 10% glycerinopløsning.

10 ml. med sterilt vand med 10% glycerinopløsning til brug for ballonkatetre. Passer til studs på kateter.

pH: 5.00 – 7.00

Letopløselig i koldt og varmt vand.

Er sterilt enkeltpakket og nem at tage ud af emballagen.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Glycerin 10% opløsning i vand, Polypropylen, Termoplastisk gummi
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved 5-25 °C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Undgå kontakt med hud og øjne

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0824021	Rüsch	Sprøjte med sterilt vand med 10% glycerinopløsning	10 ml	Æske a 10 stk.	850550-000100