

PRODUKTDATABLAD

Urinprøvebæger med grønt skruelåg

Urinprøvebæger med tætsiddende grønt skruelåg til anvendelse ved urinanalyse.

Bægret er gradueret til 100 ml og er forsynet med skrivefelt.

Urinbægeret er ikke sterilt og kan rumme 120 ml.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, polyethylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Urinprøvebæger med grønt skruelåg

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0840901	Prøverør/bægre	Med skrivefelt og grønt skruelåg	120 ml	Krt. a 500 stk.	1131202