

# PRODUKTDATABLAD

## Bastos afdækning med klæb, 3 lag

Bastos afdækning med klæb i 3 lags fås i flere str.



**Indholdsstoffer/materiale:** Se illustration ovenfor

**PVC/ftalater:** Nej / Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse: I

**Steril vare:** Ja, EO

**Opbevaring uåbnet:** Opbevares tørt og udenfor direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:** Engangsprodukt, 5 år fra produktionsdato

**Bortskaffelse vare:** Forbrænding / genbrug

**Bortskaffelse af emballage:** Forbrænding / genbrug

### MediQs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Lev. nr.
0810115	Bastos	Afdækning med klæb, 3 lag, steril	75x75 cm	Æske a 24 stk - krt 240 stk	4882-009
0810116	Bastos	Afdækning med klæb, 3 lag, steril	50x75 cm	Æske a 32 stk - krt a 320 stk	4882-008

**For sundhedsfagligt personale**