

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Debride, Debrideringpad handske og finger, steril

Kliniderm debride produkterne er en hurtig, effekt og sikker metode til mekanisk debridering af sår og sårangivelser.

- Opbygget af små "løgner" i polyester fibre for at sikre effektiv rensning/debridering.
- Dobbeltsidet – kan anvendes med begge sider mod såret afhængigt af hvordan det bedst passer sårets anatomi.
- Vandafvisende inderside.
- "Handske" og "finger" sikrer godt hold og kontrol over produktet under anvendelsen.
- Sikrer blød og skånsom debridering
- Til engangsbrug

Anvendes på kroniske og akutte sår, herunder diabetiske sår, venøse og arterielle sår, tryksår, traumatiske og postoperative sår, flænger, afskrabninger, brandsår og lymfødeme samt omgivelserne omkring disse.

Kan anvendes med vand eller opløsninger til sårrensning.

Væskemængde:

Kliniderm finger vædes med ca. 10-20 ml væske

Kliniderm handske vædes med ca. 50-60 ml væske



PRODUKTDATABLAD

Kliniderm Debride, Debrideringspad handske og finger, steril

Indholdsstoffer/materiale:	Monofilament polyester microfiber coated med polypropylene på indersiden
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIb
Steril:	Ja (EO-steriliseret)
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding, genbrug
Bemærkninger:	

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
0804165	Kliniderm Debride	Debrideringspad, handske, steril	10 cm x 14 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	40511800
0804166	Kliniderm Debride	Debrideringspad, finger, steril	8 cm x 4 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	40511801