

Produktdatablad – Destilleret vand

Beskrivelse:

Destilleret Vand Ph. EUR., Vepidan ApS., er destilleret vand produceret i henhold til gældende EU-GMP-regler og overholder kravene til gældende Ph. EUR.

Stoffer:

Navn: Vand, CAS-nr: 7732-18-5, Indhold: 100%, CLP klassificering: NA

Anvendelse:

Autoklaver, tandrensning, rengøring, lægemiddelfremstilling mm.

Specifikationer:

Parametre:	Ph. EUR
Udseende:	Klar og farveløs væske
Ledningsevne	5,4µS/cm
Nitrat	≤0,2ppm
Tungmetaller	≤0,1ppm
Mikrobiologisk vægt	<10 ² CFU/ml

Fysisk-kemiske egenskaber

Densitet: 1 g/ml - Kogepunkt: 100°C - Frysepunkt: 0°C - pH: 7,0

Holdbarhed: min. 1 år

Sikkerhedsforanstaltninger:

Fareklassificering: Ikke relevant

Håndtering: Bør opbevares frostfrit

Førstehjælpsforanstaltninger: ikke relevant

Transportforanstaltninger: ikke relevant

Oplysninger om leverandøren af produktdatabladet

Vepidan ApS.

Østerbrogade 23

9670 Løgstør

Tlf.: +45 98 67 33 88/ Fax: +45 98 67 23 10

www.vepidan.dk

E-mail: kontakt@vepidan.dk

Udarbejdet: 29-03-2019

Nødtelefon: Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet).