

PRODUKTDATABLAD

Klemskrue til kateter/urinpose, grå nylon

Klemskrue benyttes, hvor man ønsker at kunne lukke af for gennemløb f.eks. når man skifter urinpose, kan kateterklemmen lukkes omkring ballonkatetret.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Ila
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
2502003	Klemskrue	Tilbehør til kateter/urinpose, grå nylon	-	æske a 200 stk - krt a 12 æsker	745420