

PRODUKTDATABLAD

Peristeen Plus analirrigation, 15 rektalkatetre, 1 vandpose

Peristeen® Plus Tilbehørspakke

Peristeen® Plus Tilbehørspakken skal anvendes sammen med Peristeen® Plus systemet. Vandposen kan anvendes højst 15 gange. Den er designet til at stå på gulvet og kan flyttes rundt med håndtaget. Katetret er kun til engangsbrug. Brug derfor et nyt kateter, hver gang du skyller tarmen.



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Ja
Latex:	-
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt og uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1161228	Peristeen Plus	analirrigation, 15 rektalkatetre, 1 vandpose	-	æske a 15 stk	29142