

# PRODUKTDATABLAD

## TIVA sæt, 2 x trevejshaner, 2 x check valve, flow stop

Det specielle design af spidsen giver nem penetrering af beholderporten samt sikker tilslutning til beholderen. Er uden ventil. Beskyttelsehætten sikrer sættets sterilitet.

Standard-dråberør (20 dråber/1 ml) med ringmarkeringer for niveau er udstyret med 15 my væskefilter. Slangen er transparent, fleksibel og kink-fri.

Præcis rulleklemme til nøjagtig justering af ønsket strømningsrate og opretholdelse af den med minimum variation. Derudover er sættet udstyret med en anordning, der giver mulighed for ophængning af sættet efter brug, så man er beskyttet mod spidsen.

De to 3-vejshaner er farvekodede og giver mulighed for at tilkoble to ekstra infusionslanger. Luer-lock-hun-adapteren garanterer sikker tilslutning og beskyttelsespropperne opretholder sættets sterilitet.

Luer-lock-han-adapter garanterer sikker forbindelse til venepunktionsapparat. FlowStop-kappen er udstyret med en integreret hydrofobisk membran, der sikrer intern sterilitet før brug.

FlowStop-hætten forbliver forbundet med luer-lock-han-adapteren under spædning og tillader luft at passere; men med det samme opløsning når frem til membranen, stopper strømmen automatisk. De integrerede Check valves (ensretterventiler) forhindrer desuden tilbagestrømning af opløsningen.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, TOTM
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/(DEHP-fri)
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja, EO-steriliseret
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/Genanvendelse
<b>Bemærkning:</b>	–

1039-0111-02 / 08-12-2021

# PRODUKTDATBLAD

TIVA sæt, 2 x trevejshaner, 2 x check valve, flow stop

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1960431	TIVA sæt	TIVA sæt, 2 x trevejshander, 2 x check valve, flow stop	200 cm	Krt. a 80 sæt	764061

1039-0111-02 / 08-12-2021