

# PRODUKTDATABLAD

## Advance éngangskateter, prælubrikeret

### Advance éngangskateter, prælubrikeret

Advance prælubrikerede katetre - uden brug af vand. Advance er klar til brug. Det er nemmere og mere komfortabelt, når der ikke er behov for vand eller ekstra gel. En indføringsmekanisme styrer katetret og fordeler gelen jævnt, hvilket sikrer en let indføring.

- Leveres prælubrikeret i steril pose
- Ingen behov for vand eller ekstra gel
- Klar til brug
- Polerede huller for at undgå beskadigelse af urethra ved indføring og udtagning af katetret
- Konisk afrundet spids gør det lettere at indføre katetret i urinrøret



**Indholdsstoffer/materiale:** PVC, Polyetylen, Ethylvinyl acetat copolymer

**PVC/ftalater:** Ja/Tris (2-Ethylen) - Trimellitate

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** I-S

**Opbevaring uåbnet:** Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

**Holdbarhed uåbnet:** -

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding

**Bemærkninger:** Ingen

# PRODUKTDATABLAD

## Advance éngangskateter, prælubrikeret

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Salgs- enhed	Ref. Nr.
1055412	Advance	Nelatonkateter 40cm, prælubrikeret, steril	Ch. 12	Æske a 25 stk	STK	92124
1055414	Advance	Nelatonkateter 40cm, prælubrikeret, steril	ch. 14	Æske a 25 stk	STK	92144