

PRODUKTDATABLAD

Unomedical engangskatetre, ucoatede

Unomedical engangskateter, ucoatet

Engangskateter til blæretømning.
Urinvejskatetretre er fremstillet af medicinsk PVC. Katetertragten er farvekodet for lettere identifikation af størrelse.

Kateterhullerne er store og afrundede, uden skarpe kanter, så irritation af slimhinden minimeres. Kan også benyttes når man skal skylle en fistel.

- Blød afrundet spids, der letter indføring
- Forsynet med 2 sidehuller for maximal drænage
- Katetergel/glidemiddel kan påføres efter behov



Indholdsstoffer/materiale: PVC Polyvinyl klorid

PVC/ftalater: Ja/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I-S

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Tørt, mellem 5-25 grader Celsius og beskyttet mod direkte sollys

Opbevaring åbnet: Single use, må ikke gemmes efter åbning

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Single use, må ikke gemmes efter åbning

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Unomedical engangskatetre, ucoatede

Mediqs sortimentsoversigt :

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
1006020*	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 6	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	02012181
1006021*	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 8	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	02014181
1006022	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 10	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	02015181
1006023	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 12	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	02016181
1006024	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 14	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	02017181
1006025	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 16	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	02019181
1006026	Unomedical	Kvindekateter 18cm, steril	ch. 18	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	02020181
1002006	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 6	STK	Æske a 100 stk.	01001181
1002025	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 8	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	01004181
1002026	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 10	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	01007181
1002027	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 12	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	01008181
1002028	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 14	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	01009181
1002029	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 16	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	01013181
1002030	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 18	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	01015181
1002031	Unomedical	Nelaton kateter, 40cm, steril	ch. 20	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 6 æsker	01017181
1004020	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 06	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	03005181
1004021	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 08	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	03006181
1004022	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 10	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 10 æsker	03007181
1004023	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 12	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	03008181

PRODUKTDATABLAD

Unomedical engangskatetre, ucoatede

1004024	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 14	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	03009181
1004025	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 16	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	03011181
1004026	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 18	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	03013181
1004027	Unomedical	Tiemann kateter, 40cm,steril	ch. 20	ÆSKE	Æske a 100 stk. – krt a 8 æsker	03014181

- Dette kateter kan også bruges til børn

Farvekoder:

CH 06 Grøn
CH 08 Blå
CH 10 Sort
CH 12 Hvid
CH 14 Grøn
CH 16 Orange
CH 18 Rød
CH 20 Gul
CH 22 Lilla