

PRODUKTDATABLAD

Rüsch FloCath Quick kateter

Rüsch FloCath Quick engangskateter til mænd i netop længde ca. 40 cm og til kvinder længde ca. 20 cm.

Kateteret er let at indføre, da den hydrofile belægning giver fremragende glideegenskaber, mens det flytbare non-touch greb sikrer sikker og hygiejnisk indføring.

En særskilt vandampul er ilagt katetret, og når så ampullen åbnes i kateterposen, aktiveres belægningen og produktet er klar til brug.

Et selvklæbende stykke gør det muligt at sætte kateteret fast på en egnet overflade, så begge hænder er fri. Har udvidet tørringstid på 10-15 min, hvilket giver god tid til at udføre kateterisationen.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, PVP coating
PVC/ftalater:	Ja/DEHP fri*
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I-S
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt ved temperaturer mellem 5-25°C
Holdbarhed fra produktionsdato:	2 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	*Indeholder blødgørere DINP, DOA, DOTP & TOTM

PRODUKTDATABLAD

Rüsch FloCath Quick kateter

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1056008	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851221-000080*
1056010	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	851221-000100*
1056022	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	851221-000120*
1056024	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	851221-000140*
1056026	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	851221-000160*
1056028	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 18	Æske a 30 stk.	851221-000180
1056030	Rüsch FloCath Quick	Kvindekateter 20 cm, med vand, steril	Ch. 20	Æske a 30 stk.	851221-000200
1056108	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 8	Æske a 30 stk.	851241-000080
1056110	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 10	Æske a 30 stk.	851241-000100*
1056112	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 12	Æske a 30 stk.	851241-000120*
1056114	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 14	Æske a 30 stk.	851241-000140*
1056116	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 16	Æske a 30 stk.	851241-000160*
1056118	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 18	Æske a 30 stk.	851241-000180*
1056119	Rüsch FloCath Quick	Nelaton kateter 40 cm, med vand, steril	Ch. 20	Æske a 30 stk.	851241-000200