

# PRODUKTDATABLAD

## LentisCath+ Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril

Lentismed engangskatetre til selvkateterisation.

- Overfladebehandlet engangskateter
- Non-touch greb
- Med vandpose med sterilt vand i pakningen.
- Klar til brug efter 25 sekunder.
- Diskret pakket og foldbart i op til 24 timer. Nemt at have med i lommen.
- Fintpolerede, bløde kateterøjne som minimerer irritation i urinrøret under kateterisation.
- Med PVC, ftalutfri, latexfri



Produktet findes til mænd, kvinder og børn.

<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I-S
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt og mellem 5-25 grader Celsius
<b>Holdbarhed:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## LentisCath+ Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1094450	LentisCath Plus	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 8	Pk. a 30 stk.	1094363
1094451	LentisCath Plus	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 10	Pk. a 30 stk.	1094364
1094452	LentisCath Plus	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 12	Pk. a 30 stk.	1094365
1094453	LentisCath Plus	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 14	Pk. a 30 stk.	1094366
1094454	LentisCath Plus	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 16	Pk. a 30 stk.	1094367
1094455	LentisCath Plus	Nelatonkateter med vand, 40 cm, steril	Ch. 18	Pk. a 30 stk.	1094368