

# PRODUKTDATABLAD

## Natura 2-dels ileostomipose, Standard, uden filter, beige

Natura®+ 2-dels system er ConvaTecs mest omfattende produktserie.

Ved hjælp af koblingsringen af plast kan posen og hudpladen klikkes sammen, og giver dermed en sikkerhed, som kan høres. Posen passer bl.a. med Natura® Moldable Technology™ hudplader. Hudpladerne omfavner stomiens individuelle former, så der opnås en skræddersyet pasform uden brug af saks. Posen lukkes med en separat lukkeklemme.



<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse Is
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur ude for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse/forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

Natura 2-dels ileostomipose, Standard, uden filter, beige

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0317580	Natura	2-dels ileostomipose, Standard, uden filter, beige	38 mm ring	æske a 10 stk	125926
0317581	Natura	2-dels ileostomipose, Standard, uden filter, beige	45 mm ring	æske a 10 stk	125927
0317582	Natura	2-dels ileostomipose, Lille, uden filter, beige	45 cm ring	æske a 10 stk	125917
0317583	Natura	2-dels ileostomipose, Lille, uden filter, beige	38 mm ring	æske a 10 stk	125916
0317584	Natura	2-dels ileostomipose, Lille, uden filter, beige	57 mm ring	æske a 10 stk	125918
0317585	Natura	2-dels ileostomipose, standard, uden filter, beige	57 mm ring	æske a 10 stk	125928
0317586	Natura	2-dels ileostomipose, standard, uden filter, beige	70 mm ring	æske a 10 stk	125929