

# PRODUKTDATABLAD

## Purilon Gel hydrogel m/alginat, steril

Purilon Gel kan anvendes til nekrotiske sår og sår med dødt væv, såsom bensår, tryksår, ikke-inficerede diabetiske fodsår, og til første- og andengradsforbrændinger.

Gelen kan anvendes under hele helingsprocessen for at danne et fugtigt sårhelingsmiljø. Purilon gel bør anvendes sammen med en sekundærbandage.

Purilon gel anvendes til sår, der har behov for effektiv og skånsom oprensning af nekrotisk væv, og baner derved vejen for hurtigere sårheling.

Applikatoren sikrer kontrolleret, let og aseptisk påføring med kun én hånd. Gelen er let at fjerne pga. den høje sammenhængsevne, selv efter absorption af debris og ekssudat.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Sodium CMC, calciumalginat, rensset vand
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	CE IIb
<b>Steril vare:</b>	Ja
<b>Holdbarhed:</b>	3 år
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## Purilon Gel hydrogel m/alginat, steril

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4279318	Purilon	hydrogel m/alginat, steril	8 g	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	3906
4279320	Purilon	hydrogel m/alginat, steril	15 g	æske a 10 stk - krt a 18 æsker	3900
4279325	Purilon	hydrogel m/alginat, steril	25 g	æske a 10 stk - krt a 24 æsker	3903