

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio 1-dels colostomipose

### Sikker vedhæftning

Den elastiske klæber passer til individuelle kropsfaconer og giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

### Følger kroppens naturlige bevægelser

Den elastiske klæber, strækker sig med huden, når mavens form ændrer sig i takt med at kroppen bukkes og strækkes.

### Cirkel Filter

Det unikke for-filter reducerer tilstopning og sikrer længere beskyttelse mod ballooning.

### Inspektionsvindue

Et inspektionsvindue på forsiden af posen gør påsætning og kontrol af stomien enkel. Posen er af et neutralt gråt tekstil, designet til at være diskret under tøj – selv under hvidt tøj.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	EVA/PVdC multilayer film, PU-EAA/EVA film, Polypropylene, Polyester, Ethylene vinyl acetate, Ethene-1-octene copolymer, Adhesive, Pigments, Filter
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25°C
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	24 måneder
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	Må <u>ikke</u> skylles ud i toilettet

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura Mio 1-dels colostomipose

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340300	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Mini, vindue, grå	Ø 15-45 mm	Æske á 30 stk.	10670
0340301	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	Ø 15-45 mm	Æske á 30 stk.	10671
0340302	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	Ø 25 mm	Æske á 30 stk.	10672
0340303	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	Ø 30 mm	Æske á 30 stk.	10673
0340304	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Midi, vindue, grå	Ø 35 mm	Æske á 30 stk.	10674
0340305	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	Ø 15-45 mm	Æske á 30 stk.	10681
0340306	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	Ø 30 mm	Æske á 30 stk.	10683
0340307	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	Ø 35 mm	Æske á 30 stk.	10684
0340308	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	Ø 40-44 mm	Æske á 30 stk.	10685
0340434	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	Ø 10-70 mm	Æske á 30 stk.	10370
0340435	SenSura Mio	1-dels colostomipose, Maxi, vindue, grå	Ø 10-100 mm	Æske á 30 stk.	10372