

PRODUKTDATABLAD

Biatain Super uden klæb, steril

Biatain Super er en steril hydrokapillær bandage. Sårpudden har en superabsorberende kerne, omgivet af en semipermeabel topfilm. Kernen er dækket af et polyethylen net, så bandagen ikke hænger i såret.

Biatain Super kan anvendes til både let væskende og kraftigt væskende sår og kan derfor anvendes i hele behandlingsforløbet.



Indholdsstoffer/materiale:	Cellulosefibre, natrium-polyacrylat, elastomerer, 100% petrolatum resin, CMC, polyurethane, PET
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse II b
Steril vare:	Ja
Holdbarhed:	3 år
Opbevaring:	Stuetemperatur og væk fra direkte sollys
Bortskaffelse vare:	Forbrænding
Bortskaffelse emballage:	Forbrænding/genbrug

PRODUKTDATABLAD

Biatain Super uden klæb, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4279170	Biatain Super	Uden klæb, sårpude 6 x 6 cm, steril	10 x 10 cm	Æske a 10 stk.- Krt. a 32 æsker	4630
4279172	Biatain Super	Uden klæb, sårpude 8,5 x 8,5 cm, steril	12,5 x 12,5 cm	Æske a 10 stk.- Krt. a 24 æsker	4632
4279175	Biatain Super	Uden klæb, sårpude 10 x 10 cm, steril	15 x 15 cm	Æske a 10 stk.- Krt. a 12 æsker	4635
4279177	Biatain Super	Uden klæb, sårpude 14 x 14 cm, steril	20 x 20 cm	Æske a 10 stk.- Krt. a 8 æsker	4639
4279179	Biatain Super	Uden klæb, sårpude 8 x 16 cm, steril	12 x 20 cm	Æske a 10 stk.- Krt. a 16 æsker	4645