

PRODUKTDATABLAD

Conveen EasiCath® set, nelatonkateter, steril

EasiCath er et traditionelt sterilt overfladebehandlet kateter til engangsbrug. Der skal blot tilføres vand og ventes 30 sekunder, så er katetret klar til brug. Den glatte overflade mindsker risikoen for skader på urinrøret.

Kateterhullerne er overfladebehandlede og har derfor ingen skarpe kanter. Katetret er skånsomt mod urinrørets slimhinde, og giver sikker kateterisation.

Sættet giver mulighed for at kateterisere sig, hvor der ikke er adgang til vand, eller hvor vandkvaliteten er tvivlsom, f.eks. på rejser.

Indeholder et nelatonkateter og en saltvandsampul integreret i en steril urinpose med indbygget håndtag. Kan med fordel anvendes af kørestolsbrugere og af sengeliggende, som har behov for tømning om natten.



Indholdsstoffer/materiale: Polyethylen, polypropylen, polyvinylpyrrolidone, polyester, PVC

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt, mellem 5-25°C

Holdbarhed fra produktionsdato: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage Genanvendelse

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1059318	Conveen EasiCath set	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch 10	Æske á 20 stk.	28006
1059320	Conveen EasiCath set	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch 12	Æske á 20 stk.	28007
1059322	Conveen EasiCath set	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch 14	Æske á 20 stk.	28008
1059324	Conveen EasiCath set	Nelatonkateter, 40 cm, steril	Ch 16	Æske á 20 stk.	28009
1059336	Conveen EasiCath set	kvindekateter, 20 cm, steril	Ch 12	Æske á 20 stk.	28003
1059338	Conveen EasiCath set	kvindekateter, 20 cm, steril	Ch 14	Æske á 20 stk.	28004
1059342	Conveen EasiCath set	Børnekateter, 20 cm, steril	Ch 10	Æske á 20 stk.	28013

PRODUKTDATBLAD

Conveen EasiCath® set, nelatonkateter, steril