

# PRODUKTDATABLAD

## Allewyn Ag skumbandage med Ag, steril

ALLEVYN Ag skumbandage har den kendte ALLEVYN's fordele og er enkel at pålægge. Allewyn Ag opnår sin antimikrobielle effekt ved at sølv-sulfadiazin er indlagt i skummatrix.

Undersiden mod såret er et perforeret, klæbende sårkontaktlag og øverst er en topfilm af polyurethan.

ALLEVYN Ag er kontraindiceret hos patienter med kendt allergi mod sølv-sulfadiazin.

Produktet kan sidde på i op til 7 dage men bør i starten af behandlingen tilses daglig.

ALLEVYN – ikke klæbende skal fikseres med fikseringbind eller kantfikseres med film.



<b>Indholdsstoffer:</b>	Polyurethanskum, polyurethan film, sølvsulfadiazin
<b>PVC/phtalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	III
<b>Steril vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Holdbarhed:</b>	3år
<b>Opbevaring:</b>	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse inder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse yder emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Særlig mærkning:</b>	Nej

# PRODUKTDATABLAD

## Allevyn Ag skumbandage med Ag, steril

### Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4282415	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, ikke klæbende, steril	5 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 6 æsker	66800082
4282416	Allevyn Ag	antimikrobiel, sårbandage, ikke klæbende, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 7 æsker	66800084
4282417	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, ikke klæbende, steril	15 cm x 15 cm	æske a 10 stk - krt a 3 æsker	66800087
4282418	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, ikke klæbende, steril	20 cm x 20 cm	æske a 10 stk - krt a 2 æsker	66800090
4282420	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, klæbende, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 10 stk - krt a 30 æsker	66800072
4282421	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, klæbende, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 10 æsker	66800074
4282422	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, klæbende, steril	12,5 cm x 12,5 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	66800076
4282423	Allevyn Ag	antimikrobiel sårbandage, klæbende, steril	17,5 cm x 17,5 cm	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	66800080
4282425	Allevyn Ag	sacrum antimikrobiel sårbandage, klæb. small, st.	17 cm x 17 cm	æske a 10 stk - krt a 8 æsker	66800092
4282428	Allevyn Ag	heel antimikrobiel sårbandage, ikke klæbende, st.	10,5 cm x 13,5 cm	æske a 5 stk - krt a 6 æsker	66800098