

PRODUKTDATABLAD

Durafiber Ag, steril

Durafiber Ag er en højabsorberende non woven antimikrobiel bandage med sølv velegnet til moderat til meget væskende sår, hvor der er tegn eller mistanke om infektion. Gelfiberbandagen omdanner den absorberede sårveske til en gel, der sikrer et fugtigt sårhelingsmiljø, og muliggør skånsomme bandageskift.

Durafiber Ag har en høj fiberstyrke i våd tilstand og kan nemt fjernes sammenhængende. Bandagen giver en effektiv væskehåndtering og op til 7 dages bæretid.

Bandagen krymper minimalt, men må gerne ligge 1 cm ud over sårkanten. Kan fjernes i et stykke fra såret. Sølvionerne giver en vedvarende antimikrobiel effekt i takt med at sårvesken absorberes.

Kræver sekundær forbinding.



Indholdsstoffer/materiale: PVA Polyvinylalkohol

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE III

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Durafiber Ag, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	størrelse	Indhold	Ref. nr.
4289025	Durafiber Ag	gelfiberbandage med sølv, steril	5 cm x 5 cm	æske a 10 stk - krt a 20 æsker	66800578
4289026	Durafiber Ag	gelfiberbandage med sølv, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk - krt a 12 æsker	66800579
4289027	Durafiber Ag	gelfiberbandage med sølv, steril	15 cm x 15 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	66800580
4289028	Durafiber Ag	gelfiberbandage med sølv, steril	20 cm x 30 cm	æske a 5 stk - krt a 8 æsker	66800581
4289029	Durafiber Ag	filler gelfiberbandage med sølv, steril	2 cm x 45 cm	æske a 5 stk - krt a 12 æsker	66800582
4289030	Durafiber Ag	gelfiberbandage med sølv, steril	4 cm x 10 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	66800583
4289031	Durafiber Ag	gelfiberbandage med sølv, steril	4 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 20 æsker	66800584