

PRODUKTDATABLAD

Cuticerin salvekompres, steril

Cuticerin er et finmasket sårkontaktlag fremstillet af acetat, imprægneret paraffin/vaseline. Imprægneringen beskytter såroverfladen og det finmaskede væv forebygger at såret granulerer op gennem kontaktlaget.

Cuticerin giver dermed også minimal smerte ved forbindskift.

Er godkendt til at anvendes sammen med PICO systemet. Kan tilklippes. Skal fikseres med en sekundær forbindelse.



Indholdsstoffer/materiale: Acetat, petrolatum, paraffin

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIa

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 3år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Cuticerin salvekompres, steril

Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4285964	Cuticerin	Salvekompres, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 10 stk	66045562
4285965	Cuticerin	Salvekompres, steril	7,5 cm x 7,5 cm	æske a 50 stk	66045560
4285966	Cuticerin	Salvekompres, steril	10 cm x 10 cm	æske a 10 stk	66045564
4285967	Cuticerin	Salvekompres, steril	20 cm x 40 cm	æske a 25 stk	66045502
4285968	Cuticerin	Salvekompres, steril	7,5 cm x 20 cm	æske a 10 stk	66045563
4285969	Cuticerin	Salvekompres, steril	7,5 cm x 20 cm	æske a 50 stk	66045561