

PRODUKTDATABLAD

Hudson forstøvermaske til Tracheostomi

Forstøver maske til tracheostomi

Maske til tracheostomi eller laryngectomi forstøver terapi.

Konnektor til 22 mm harmonika slange eller forstøverkammer med 360° swirvel

Engangsprodukt, ren
Pakket i enkeltposer

Klar plast
Justerbar fikserings elastik

Findes til børn og til voksen

For mere information henvises til vores Hudson
Respiratory Care katalog



Indholdsstoffer/materiale: Maske: PVC, elastik: Polycloropren, Adaptor: Polyethylen

PVC/ftalater: DEHP

Latex: NEJ

CE klassifikation: CE kl. I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: -

Opbevaring åbnet: -

Holdbarhed uåbnet: 3 år

Holdbarhed åbnet: En patients produkt

Bortskaffelse af vare: Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: -

PRODUKTDATABLAD

Hudson forstøvermaske til Tracheostomi

Varesortiment

Vare	Varebeskrivelse	str.	Indhold	Leverandørs varenr.
1531120	Hudson forstøvermaske til tracheostomi	voksen	æske a 50 stk	1075
1531121	Hudson forstøvermaske til tracheostomi	pædiatrisk	æske a 50 stk	1076