

PRODUKTDATABLAD

Navina, rektalkatetersæt, regular

Navina sættene er udviklet til at hjælpe voksne og børn fra 3-års-alderen, der lider af fækal inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller tidskrævende behandling af tarmen.

Alle rektalkatetre er hydrofile engangskatetre. Irrigations- og forbrugssættet kan anvendes 15 gange, hvorimod det indeholdende slangesæt kan anvendes 100 gange. Vandbeholderen rummer 1,5 liter



Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I (Navina Classic), IIa (Navina)

Steril: Nej

Opbevaring: Ved stuetemperatur, tørt og udenfor direkte sollys.

Holdbarhed fra produktionsdato:

Bortskaffelse af vare: Affaldssortering

Bortskaffelse af emballage: Affaldssortering

Bemærkninger: Se kontraindikationer vedrørende Navina Classic.

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1092313	Navina Classic	Irrigationssæt, 1 kontrolenhed, 1 vandbeholder, 1 slangesæt, 2 rektalkatetre	Regular/standard	Sæt	6900511
1092314	Navina	Forbrugssæt, 1 vandbeholder og 15 rektalkatetre	Regular/standard	Sæt	69003
1092315	Navina	Rektalkatetersæt, 10 rektalkatetre	Regular/standard	Pk á 10 stk	68940