

# PRODUKTDATABLAD

## MicroLife soft velcromanchet

Microlife manchetten passer til alle typer Microlife blodtryksmålere.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Nylon, PU
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	2 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Afleveres på miljøstation
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

# PRODUKTDATABLAD

## MicroLife soft velcromanchet

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6054903	MicroLife	Soft velcromanchet, small	17-22 cm	4551004
6054902	MicroLife	Soft velcromanchet, medium	22-32 cm	4551003
6054904	MicroLife	Soft velcromanchet - medium/large	22-42 cm	4551009
6054901	MicroLife	soft velcromanchet, large/X-large	32-52 cm	4551002