

Brugsvejledning

Leukomed T plus sensitive, Filmforbinding m. sårpude og silikoneklæb, steril

Leukomed® T plus skin sensitive transparent filmbandage med absorberende sårpude.

Beregnet til beskyttelse af sår på følsom og skadet hud.

- Steril og vandtæt - Patienten kan tage brusebad
- Høj åndbarhed, reducerer risikoen for maceration
- Vira og bakterietæt
- Skånsom og smertefri påsætning og fjernelse, og pålidelig klæbeevne grundet brugen af silikoneklæbere fremfor traditionelle klæbere



Indholdsstoffer/materiale: Silikone

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I-S

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 3 år

Bortskaffelse af vare: I henhold til gældende lokale retningslinjer. Genbrug (emballage).

Indikation:

Til beskyttelse af sår. Særligt på følsom eller skadet hud, hvor følgende patientgrupper er i risiko: ældre, spædbørn, patienter i visse typer medicinsk behandling, med hyppige skift af bandager eller sårbar hud grundet bagvedliggende sygdomme.

Mediqs varesortiment:

Varenr.	Varefamilie	Varebeskrivelse	Størrelse	Pakning	Reference
4279992	Leukomed T plus sensitive	Filmforbinding m. sårpude og silikoneklæb, steril	5 x 7,2 cm	Ps a 1 stk - æske a 5 ps	76178-00000-01 / 76178-00
4279993	Leukomed T plus sensitive	Filmforbinding m. sårpude og silikoneklæb, steril	8 x 10 cm	Ps a 1 stk - æske a 5 ps	76178-00001-01 / 76178-01

Brugsvejledning

Leukomed T plus sensitive, Filmforbinding m. sårpude og silikoneklæb, steril

4279994	Leukomed T plus sensitive	Filmforbinding m. sårpude og silikoneklæb, steril	8 x 15 cm	Ps a 1 stk - æske a 5 ps	76178-00002-01 / 76178-02
4279995	Leukomed T plus sensitive	Filmforbinding m. sårpude og silikoneklæb, steril	10 x 25 cm	Ps a 1 stk - æske a 5 ps	76178-00003-01 / 76178-03