

PRODUKTDATABLAD

2-delt undersøgelse & gynækologisk leje, ST-200

Model ST-200 er et kombineret GU- og undersøgelsesleje med 2-delt lejeplade. Den bageste del, bensektionen, kan ved et enkelt greb sænkes og skydes ind under rygsektionen.

Lejet har elektrisk regulering, nødstopknap samt kulisseskiner, der kan bruges til montage af tilbehør, afsætning af håndstyring, påsætning af sengeheste, armborde mv.

3 stk. indbyggede fodkontakter 1 stk. på hver side af lejet.

Sokkel: 4 stk. drejelige låsbare hjul

- **Længde total:** 1900 mm
- **Indskudt:** 940 mm
- **Højde max.:** 1050 mm
- **Højde min.:** 750 mm
- **Ben del:** 480 mm
- **Bredde ryg:** 620 mm
- **Ben del:** 580 mm
- **Trendelenburg:** 20°
- **Anti trendelenburg:** 15°
- **Løfte/bæreevne:** 350 kg
- **Drift:** 230 V – 24 VDC
- **Styring:** fod eller håndstyring
- Alternativ 24 volt batteridrift



Yderligere tilkøb er muligt.

Indholdsstoffer/materiale: Brandhæmmende koldskum, skai, krom

PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril: Nej

Opbevaring: Må ikke opbevares hvor der er risiko for frost

Holdbarhed: 10 år

Bortskaffelse af vare: Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/Genanvendelse

Bemærkninger: -

Mediqs varesortiment

1119-0011-02 /29.11.2023

PRODUKTDATBLAD

2-delt undersøgelse & gynækologisk leje, ST-200

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Ref. nr.
6188137	2-delt undersøgelse & gyn leje	ST-200, trendelenburg, fodkontakt, drejelige hjul	62 cm	6188093

1119-0011-02 /29.11.2023