

# PRODUKTDATABLAD

## Hollister klæbefjerner serviet uden alkohol

Klæbefjerner servietten indeholder ikke acetone og er derfor skånsom mod huden. Den fjerner effektivt klæberester og hudpladerester.

Servietten er pakket enkeltvist.

Ufoldet mål: 3,8 x 5 cm



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	methoxypropanol, ethyl acetat, non-woven polypropylene/polymer fiber
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej/Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og køligt uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Følg lokale retningslinier
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
0397508	Hollister	Klæbefjerner uden alkohol, serviet	Æske á 50 stk.	7760