

# PRODUKTDATABLAD

## AuraOnce Laryngmaske, anatomisk udformet, engangs, steril

AuraOnce™ er en engangs, anatomisk buet larynxmaske, designet til at replikere den naturlige kurve i luftvejsanatomien.

- Tynd og blød manchete der etablerer en tætning med et lavt manchetryk og forhindrer tilbagefoldning af spids
- Indsætningsmarkeringer for at angive den tilsigtede indføringsdybde
- Hurtig indføringstid og høje tætningstryk letter tilvejebringelsen af effektiv ventilation
- MR-sikker



|  |  |
|--|--|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | -  |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Nej  |
| <b>Latex:</b>                          | -  |
| <b>CE klassifikation:</b>              | IIA  |
| <b>Steril:</b>                         | Ja   |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | Se eventuelt datoafmærkning                        |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>          | Forbrænding  |
| <b>Bemærkninger:</b>                   | -  |

# PRODUKTDATABLAD

AuraOnce Laryngsmaske, anatomisk udformet, engangs, steril

## Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn                  | Varebeskrivelse                     | Str.  | Indhold       | Ref. nr.  |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------|---------------|-----------|
| 1513622 | AuraOnce Laryngsmaske | Anatomisk udformet, engangs, steril | str 1 | æske a 10 stk | 321100000 |
| 1513623 | AuraOnce Laryngsmaske | Anatomisk udformet, engangs, steril | str 3 | æske a 10 stk | 321300000 |
| 1513624 | AuraOnce Laryngsmaske | Anatomisk udformet, engangs, steril | str 4 | æske a 10 stk | 321400000 |