

PRODUKTDATABLAD

Medicina sprøjte, Oral Tip, steril

Medicina Oral Tip er en engangssprøjte med afrundet kant som gør det mere behageligt at have sprøjten i munden. Kan anvendes til at give medicin eller ernæring i munden.



| | |
|--|--|
| Indholdsstoffer/materiale: | Polypropylene, Silikone, |
| PVC/ftalater: | Nej/Nej |
| Latex: | Nej |
| CE klassifikation: | Klasse IIa |
| Steril: | Ja |
| Opbevaring: | Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys |
| Holdbarhed fra produktionsdato: | 5 år |
| Bortskaffelse af vare: | I henhold til lokale retningslinier |
| Bortskaffelse af emballage | Genanvendelse/Forbrænding |
| Bemærkninger: | - |

Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn | Varebeskrivelse | Str. | Indhold | Ref. nr. |
|---------|----------|------------------------------------|-------|-----------------|----------|
| 1123092 | Medicina | Hætte, oral tip | | Æske á 400 stk. | 7-OTC08 |
| 1123758 | Medicina | sprøjte, oral tip, engangs, steril | 5 ml | Æske á 100 stk. | 7-OT05 |
| 1123759 | Medicina | sprøjte, oral tip, engangs, steril | 10 ml | Æske á 100 stk. | 7-OT10 |
| 1183181 | Medicina | sprøjte, oral tip, engangs, steril | 1 ml | Æske á 100 stk. | OTO1LD |
| 1123554 | Medicina | Adapter, ENFit til oral, steril | | Æske á 50 stk. | TA06 |