

PRODUKTDATABLAD

GA Health, ThomasTrap with Two Removable Chambers

Designet til hurtigt og præcist at hente prøvemateriale

ThomasTrap™ er udstyret med to aftagelige prøveskuffer og et klart vindue til nem visualisering af indsamlede prøver. Hent flere polypper med uafbrudt sugning og beskyt personalet mod unødvendig eksponering for biomaterialer. Giver 100% beskyttelse mod tabte polypper.

- Udstyret med to aftagelige prøveskuffer
- Sikker klik-og-lås mekanisme
- Nem installation
- Klart vindue til nem visualisering af indsamlede prøver
- Sikrer mod unødig eksponering for biomateriale og mistede polypper



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	I
Steril:	Nej
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se eventuelt datoafmærkning
Bortskaffelse af vare:	I henhold til gældende lokale regler
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
8100092	Ga Health	ThomasTrap with Two Removable Chambers		Æske af 20 stk	GAR040