

# PRODUKTDATABLAD

## LEVABO All-Up Wedge 30 grader

All up Wedge 30 degree er en lejringspude til sideleje. Sikrer stabilt leje ved 30°.

Kileformen ligger stabilt ved hjælp af en flap der skubbes ind under patienten.

Pudens design har en effekt der sikrer stabilitet uden hindringer i patientens bevægelighed. Den er fremstillet af en non-woven filt, hvilket gør puden hudvenlig, fugtabsorberende, varmetransporterende, blød, behagelig og fleksibel.

Den kan bruges til den samme patient gennem længere tid og leveres i en hygiejnisk lille pakke, så den er nem at tage med og opbevare. All up Wedge 30 degree er ren, men ikke steril.



**Indholdsstoffer/materiale:** Non woven

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** CE I

**Steril vare:** Nej

**Særlig mærkning:** Testet og godkendt iht. ISO 10993-10:2010, test for irritation og overfølsomhed.

**Holdbarhed uåbnet:** 5år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bemærkninger:** Nej

**Opbevaring:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

# PRODUKTDATABLAD

LEVABO All-Up Wedge 30 grader

## Sortimentsoversigt

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
5832059	Levabo trykaflastning	All up, Wedge 30grader	krt a 6 stk	70024