


PRODUKTDATABLAD

Mediplast myringotomiskalpel , rød, trefaset spids

Anvendes til paracentesis af trommehinden ved drænanlæggelse.

- Engangsprodukt
- Sterilt pakket
- Enkeltpakket i peel pack



Indholdsstoffer/materiale:	PP og Medicinsk rustfrit stål
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja. Sterilisationsmetode: EO
Bortskaffelse af vare:	Følg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genanvendelse
Bemærkninger:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6161810	Mediplast	myringotomiskalpel , rød, trefaset spids	1,3 mm x 70 mm	Æske á 30 stk.	6066121370