

PRODUKTDATABLAD

Natriumklorid, 0,9%, steril

Sterilt saltvand i flaske med skruelåg til skylning, afvaskning af sår og hud, samt fugtning af kompresser, instrumenter m.v.

Findes i to størrelser:

- 500 ml flaske
- 1000 ml flaske

Sterilt saltvand i harmonikaflaske

Anvendes ved urologisk kateder skylning og aspiration. Skylning kan foretages med et enkelt greb.



Indholdsstoffer/materiale:	Pyrogenfrit vand, NaCl og flaske af polyetylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Ja
Opbevaring	Tørt, mørkt og køligt er optimalt
Holdbarhed:	Før åbning 3 år. Efter åbning skal væsken anvendes straks.
Bortskaffelse vare:	Vandet må hældes i afløbet
Bortskaffelse emballage:	Genanvendelse
Miljømærke:	Nej
Uønskede stoffer:	Ingen kendte

PRODUKTDATABLAD

Natriumklorid, 0,9%, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0821132	Natriumklorid	0,9%, flex harmonikaflaske, steril	120 ml	Æske a 10 stk.	805278
0822091	Natriumklorid	0,9%, flaske, steril	500 ml	Krt. a 12 stk.	805538
0822101	Natriumklorid	0,9%, flaske, steril	1000 ml	Krt. a 6 stk.	805537