

PRODUKTDATABLAD

GentleCath™ Glide kateter med vand, steril

GentleCath Glide er et hydrofilt éngangskateter, som er udviklet til at gøre det så nemt og bekvemt som muligt at bruge kateter.

Kateteret har en jævn og glat overflade samt lav gnidningsmodstand, hvilket hjælper til at bevare en intakt slimhinde i urinrøret. Samtidig har kateteret FeelClean™ teknologi, som reducerer mængden af de coatingsrester, der typisk opstår ved brug af et coated kateter. Dermed undgår man at få coatingsmateriale på hænderne eller kroppen samt pletter på tøjet.

Indføringshylsteret sikrer et godt greb, som letter selve indføringen af kateteret. Desuden forebygger indføringshylsteret, at kateteret bliver forurenet og dermed at skulle kasseres inden brug.

Kateteret er klar til brug med det samme. Indføring af kateteret kan begynde, så snart den lille pose med sterilt vand er brudt, og kateteret er fugtet.



Indholdsstoffer/materiale:	POBE
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur uden for direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

GentleCath™ Glide kateter med vand, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1006520	GentleCath	Glide nelatonkateter 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 8	Æske a 30 stk	421564
1006521	GentleCath	Glide nelatonkateter 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 10	Æske a 30 stk	421565
1006522	GentleCath	Glide nelatonkateter 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 12	Æske a 30 stk	421566
1006523	GentleCath	Glide nelatonkateter 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 14	Æske a 30 stk	421567
1006524	GentleCath	Glide nelatonkateter 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 16	Æske a 30 stk	421568
1006525	GentleCath	Glide nelatonkateter 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 18	Æske a 30 stk	421569
1006530	GentleCath	Glide kvindekater 18 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 8	Æske a 30 stk	421570
1006531	GentleCath	Glide kvindekater 18 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 10	Æske a 30 stk	421571
1006532	GentleCath	Glide kvindekater 18 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 12	Æske a 30 stk	421572
1006533	GentleCath	Glide kvindekater 18 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 14	Æske a 30 stk	421573
1006534	GentleCath	Glide kvindekater 18 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 16	Æske a 30 stk	421574
1006540	GentleCath	Glide Tiemann kateter, 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 8	Æske a 30 stk	421907
1006541	GentleCath	Glide Tiemann kateter, 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 10	Æske a 30 stk	421908
1006542	GentleCath	Glide Tiemann kateter, 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 12	Æske a 30 stk	421909
1006543	GentleCath	Glide Tiemann kateter, 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 14	Æske a 30 stk	421910
1006544	GentleCath	Glide Tiemann kateter, 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 16	Æske a 30 stk	421911
1006545	GentleCath	Glide Tiemann kateter, 40 cm, m. vand, steril, POBE	Ch. 18	Æske a 30 stk	421912