

PRODUKTDATABLAD

NordicMed engangsstasebånd, latexfri

Engangsstasebånd til blodprøvetagning. Stasebåndet kombinerer høj kvalitet og innovativt design for optimering af høj hygiejne og bekvemmelighed ved blodprøvetagning. Stasebåndet leveres på rulle i æske, hvor båndene let kan trækkes ud ét ad gangen.

- Båndet har en "snip", som gør det let at bruge stasen direkte fra æsken
- FCS certificeret emballage
- Længde: 450 mm \pm 5 mm
- Brede: 25 mm \pm 1 mm
- Tykkelse: 0,635 \pm 0,0 mm



Indholdsstoffer/materiale:

Emballage: FSC-certificeret pap. Stasebånd: TPE, termoplastik elastomer

PVC/ftalater:

Nej/Nej

Latex:

Nej

CE klassifikation:

Klasse I

Steril:

Nej

Opbevaring:

Tørt, ved stuetemperatur

Holdbarhed fra produktionsdato:

3 år

Bortskaffelse af vare:

Genanvendelse/forbrænding

Bortskaffelse af emballage

Genanvendelse

Bemærkninger:

-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
6020018	NordiMed	engangsstasebånd, stretch, blå, latexfri	45 cm	Æske á 25 stk. – krt á 40 æsker	NM-TQ003
6020019	NordiMed	engangsstasebånd, stretch, transparent, latexfri	45 cm	Æske á 25 stk. – krt á 40 æsker	NM-TR003