

# PRODUKTDATABLAD

## Mepilex Transfer, skumkontaktlag m/Safetac silikone, steril

Mepilex Transfer bandagen er et tyndt, blødt formbart silikone skumkontaktlag.

Safetac silikonelaget hindrer, at bandagen hænger i såret og gør det derved muligt at holde bandagen i kontakt med sårfladen og den omkringliggende hud. Bandagen kan klippes i.

Bandagen er anvendelig til vanskeligt bandagerbare områder med skrøbelig, skadet og ulceret hud.

Mepilex Transfer anvendes i kombination med en absorberende yderforbinding og kan anvendes under kompression.



**Indholdsstoffer/materiale:** Polyurethan skum, medicinsk silikone Safetac®

**PVC/ftalater:** Nej/Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse IIb

**Steril vare:** Ja

**Opbevaring uåbnet:** Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

**Opbevaring åbnet:** Engangsprodukt

**Holdbarhed uåbnet:** 3 år

**Holdbarhed åbnet:** Engangsprodukt

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Forbrænding/genbrug

# PRODUKTDATABLAD

Mepilex Transfer, skumkontaktag m/Safetac silikone, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref. nr.
4277414	Mepilex transfer	skumkontaktag med Safetac silikone, steril	10 cm x 12 cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	294700
4277415	Mepilex transfer	skumkontaktag med Safetac silikone, steril	15 cm x 20 cm	æske a 5 stk - krt a 8 æsker	294800
4277420	Mepilex transfer	skumkontaktag med Safetac silikone, steril	20 cm x 50 cm	æske a 4 stk - krt a 6 æsker	294502
4277422	Mepilex transfer	skumkontaktag med Safetac silikone, steril	7,5 cm x 8,5 cm	æske a 5 stk - krt a 14 æsker	294600